

DEZZIV Brake & Go aktivna zavora je univerzalna in se na okvir vozička namesti s standardno objemko

## Modeli Brake & Go aktivne zavore



### Model: Classic

Je enostavnejša cenejša izvedba zavore z aluminijastim zavornim kolesom za vsakodnevno normalno uporabo.



### Model: Top

Je tehnično zelo izpopolnjena zavora, z zavorno oblogo iz neoprena, ojačanega s steklenimi vlakni. Zavorna obloga se lahko menja. Namenjena je zahtevnejšim uporabnikom, tudi za uporabo v ekstremnejših pogojih uporabe (dež, sneg)



### Model: PU

Izdelana je na osnovi modela Classic, s spremenjeno krivuljo zaviranja, ki je prilagojena za uporabo pri PU polnih, zelo trdih in gladkih gumah.

**Dezziv** d.o.o.

Slatina 30c, 3327 Šmartno ob Paki, Slovenija  
[info@dezziv.si](mailto:info@dezziv.si) [www.dezziv.si](http://www.dezziv.si)

**Prva in edina aktivna zavora za invalidski voziček, ki osvobaja vas ali vašega asistenta**



## DEZZIV Brake & Go aktivna zavora za invalidski voziček vam pomaga pri:

- Vzpenjanju predensko po klančini navzgor s spremljevalcem.
- Pri samostojnem vzpenjanju po klančini navzgor predensko.
- Vzpenjanju zadensko po klančini navzgor s spremljevalcem.
- Pri samostojnem vzpenjanju po klančini navzgor zadensko.
- Pri speljevanju na klančini predensko
- Pri speljevanju na klančini zadensko.
- Pri vzpenjanju po stopnicah navzgor s spremljevalcem.
- Omogoča samostojno vzpenjanje po stopnicah navzgor.
- Nadomešča standardno zavoro invalidskega vozička.
- Z zavorno oblogo, ki jo lahko menjate.
- Vse to omogoča tudi pri električno gnanih kolesih.
- **Handbike:** Rešuje problem nehotenega zdrsa nazaj ko pogonsko kolo izgubi oprijem na podlagi.
- Bolnikom z demenco preprečuje da bi pozabili zavreti invalidski voziček.

DEZZIV zavora je bila testirana pri nemškem proizvajalcu invalidskih vozičkov

**MEYRA**

in v japonskem centru za oceno pripomočkov

**JASPEC**  
Japan Assistive Products Evaluation Center  
一般社団法人 日本福祉用具評価センター

**DEZZIV Brake & Go**  
aktivna zavora za invalidski voziček

**Novo na svetovnem tržišču**



Brake & Go  
**Dezziv** d.o.o.



**Inovacije za prihodnost neodvisnega življenja**

## Predensko ali zadenjsko vzpenjanje po klančini

Enostavno, na DEZZIV aktivni zavori, vklopite zeleno smer vzpenjanja, predensko ali zadenjsko, s pomočnikom ali pa popolnoma samostojno. Brez strahu, takoj, ko boste prenehali poganjati invalidski voziček, ali ko vas spremljevalec neha potiskati, se bo zavora samodejno vklopila in invalidski voziček se bo samodejno ustavil. Če se želite zopet vzpenjati, lahko to enostavno storite z nadaljnjim poganjanjem vozička, brez da bi morali kar koli preklopiti, enostavno voziček poganjate naprej. Aktivna zavora Brake & Go vedno ščiti pred neželenim samodejnim pomikanjem invalidskega vozička navzdol. In kaj, če se želite z invalidskim vozičkom enostavno odpeljati naprej ali pa nazaj? Spet zelo preprosto, na klančini zavoro preklopite v nevtralni položaj in invalidski voziček bo še vedno blokiran. Zdaj se premaknete z vozičkom malo naprej in zavora bo samodejno popolnoma sprostila invalidski voziček in lahko se boste prosto premikali naprej ali pa nazaj.



## Vzpenjanje po stopnicah

Brez skrbi, DEZZIV aktivna zavora je odlična pomoč za vašega spremljevalca pri vzpenjanju po stopnicah, saj preprečuje da bi invalidski voziček želel samodejno po stopnicah navzdol. Aktivna DEZZIV zavora to samodejno prepreči. Prav tako vam omogoča, da se lahko sami, le s pomočjo ograje, povsem samostojno povzpnete po stopnicah in vas na ta način osvobaja odvisnosti od drugih.



## Handbike – sprednji pogon

V slučaju težave zdrsa pogonskega kolesa samodejno zavira invalidski voziček in tako preprečuje neželjeno vožnjo invalidskega vozička navzdol.

