

Die DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse hilft Ihnen:



1. Bewältigung von Steigungen beim Fahren nach vorne mit einer Begleitperson

Der automatische DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse hilft dem Rollstuhlfahrer und seinem Begleiter, den Rollstuhl zu fahren. Der Begleiter schiebt den Rollstuhl den Abhang hinauf, und sobald der Begleiter den Rollstuhl loslässt, fährt er nicht mehr den Abhang hinunter. Wenn jedoch die Bremse eingeschaltet wird, bleibt der Rollstuhl störungsfrei stehen. Beim erneuten Drücken des Rollstuhls am Hang ermöglicht die Bremse automatisch das sofortige Drücken ohne Beeinträchtigung durch den Begleiter.

2. Selbstständiger Bewältigung von Steigungen beim Fahren nach vorne

Der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse hilft Ihnen, den Rollstuhl den Hang hinauf zu fahren. Der Benutzer steigt die Steigung hinauf und wenn er den Rollstuhl anhält, beginnt er nicht, die Steigung wieder hinunterzufahren, aber wenn die Bremse eingeschaltet ist, stoppt sie ohne Eingriffe des Benutzers. Beim Neustarten des Rollstuhls ermöglicht der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse automatisch den sofortigen Vortrieb, ohne dass der Benutzer eingreifen muss.

3. Bewältigung von Steigungen beim Fahren nach hinten mit einer Begleitperson

Der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse unterstützt Sie dabei, den Rollstuhl mit dem Begleiter rückwärts den Hang hinauf zu fahren. Der Rollstuhlfahrer zieht den Rollstuhl rückwärts. Wenn der Begleiter den Rollstuhl loslässt, fängt er nicht mehr an, den Hang hinunterzugehen. es stoppt ohne Einmischung des Begleiters. Wenn Sie den Rollstuhl wieder rückwärts am Hang hochziehen, ermöglicht die Bremse automatisch ein sofortiges Ziehen, ohne dass der Begleiter eingreift.

4. Selbstständiger Bewältigung von Steigungen beim Fahren nach hinten

Der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse unterstützt Sie dabei, den Rollstuhl rückwärts den Hang hinauf zu fahren. Der Benutzer steigt die Steigung hinauf, und wenn er den Rollstuhl anhält, beginnt er nicht, die Steigung wieder hinunterzufahren, aber wenn der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse eingeschaltet ist, stoppt er ohne Eingreifen des Benutzers. Beim Neustarten des Rollstuhls ermöglicht der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse automatisch den sofortigen Vortrieb, ohne dass der Benutzer eingreifen muss.

5. Start am Steigung vorwärts

Es hilft, den Rollstuhl den Hang hinauf zu fahren, es funktioniert genauso wie ein PKW. Wenn der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen eingeschaltet ist und Sie den Hang hinauf fahren, bremst der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen den Rollstuhl automatisch ab, wenn Sie anhalten. Wird nun mit einem Rollstuhl der Schalthebel in die Neutralstellung gebracht, wird der Rollstuhl trotzdem gebremst. Wenn Sie wieder den Hang hinauffahren, wird der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen automatisch losgelassen und bleibt in der neutralen, ausgeschalteten Position.

6. Start am Steigung rückwärts

Es hilft, den Rollstuhl rückwärts den Hang hinauf zu fahren, es funktioniert genauso wie ein Personenkraftwagen. Wenn der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen eingeschaltet ist und Sie den Hang hinauf fahren, bremst der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen den Rollstuhl automatisch ab, wenn Sie anhalten. Wird nun mit einem Rollstuhl der Schalthebel in die Neutralstellung gebracht, wird der Rollstuhl trotzdem gebremst. Wenn Sie wieder den Hang hinauffahren, wird der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen automatisch losgelassen und bleibt in der neutralen, ausgeschalteten Position.

7. Treppen mit Hilfe einer Begleitperson aufsteigen

Der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen ist eine große Hilfe, wenn es darum geht, mit dem Rollstuhl rückwärts zu klettern, indem er mit einem Begleiter die Treppe hochzieht. Der Begleiter »zieht« den Rollstuhl rückwärts hoch und wenn der Begleiter den Rollstuhl nicht mehr zieht, neigt er nicht dazu, den Benutzer die Treppe hinunterzuziehen, aber wenn der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen eingeschaltet ist, stoppt der Rollstuhl ohne Eingriffe des Begleiters oder Benutzers. Wenn Sie den Rollstuhl wieder die Treppe hinaufziehen, ermöglicht der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen automatisch das sofortige Ziehen ohne Beeinträchtigung durch den Begleiter oder Benutzer. Auf diese Weise können wir den Rollstuhl die Treppe hinunterfahren, ohne befürchten zu müssen, dass der Rollstuhl die Treppe hinunterläuft, und wir können uns jederzeit ausruhen und den Rollstuhl jederzeit die Treppe hinunterziehen.

8. Ermöglicht selbstständiges Treppensteigen

Mit dem DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen können die Paraplegien mit aktivem Oberkörper die Treppe selbst ohne Hilfe des Begleiters mit dem Rollstuhl hochsteigen. Der Benutzer mit dem Gürtel befestigt den Rollstuhl an ihm und zieht mit Hilfe seiner Hände und einfachen Zäune Schritt für Schritt die Treppe hoch. Die eingeschaltete Bremsen verhindert automatisch, dass der Rollstuhl nach unten "drückt". Dies bedeutet enorme Freiheit und Unabhängigkeit für den Benutzer, der selbst Hindernisse wie Treppen ohne Hilfe überwinden kann. Und so kehrt das Leben zum Leben des Benutzers zurück.

9. Ersetzt die Standardbremse des Rollstuhls

Der DEZZIV *Brake & Go* aktive Rollstuhl bremsen ersetzt die standardmäßige Rollstuhlbremse, sodass nur eine Bremsen am Rollstuhl installiert ist, die alle Funktionen erfüllt.

10. Aktivierungsmodus drücken oder ziehen

11. Mit dem Bremsbelag, der ausgetauscht werden kann

12. All dies gilt auch für elektrisch angetriebene Räder eines Rollstuhls

13. Löst das Problem des Antriebsrades auf dem Handbike rutscht. Bremst den Rollstuhl automatisch ab und verhindert, dass er automatisch rückwärts fährt.