

Il freno attivo DEZZIV Brake & Go è universale ed è montato su una sedia a rotelle con un morsetto standard.

a modelli Brake & Go di freni attivi



Modello: **Classic**

Classic è una versione più semplice ed economica con una ruota del freno in alluminio ed è destinata all'uso quotidiano.



Modello: **Top**

Il modello di punta è tecnicamente più sofisticato, con una ruota del freno e una fibra di vetro rinforzata con fibra di neoprene, che può essere sostituita. Il modello Top è costruito per utenti esigenti e può essere utilizzato in condizioni estreme come pioggia o neve.



Modello: **PU**

È fatto sulla base del modello Classic ed è appositamente adattato per pneumatici PU.

Dezziv d.o.o.

Slatina 30c, 3327 Šmartno ob Paki, Slovenija
info@dezziv.si www.dezziv.si

Il primo e unico freno a rotelle attivo per liberare te o il assistente



DEZZIV Brake & Go un freno per sedia a rotelle attivo ti aiuta con:

- Avanzamento in movimento sul pendio con i tuoi assistenti.
- Indipendente muoversi in avanti sul pendio.
- Muovendosi all'indietro sul pendio con i tuoi assistenti.
- Indipendente spostarsi all'indietro sul pendio.
- Iniziando in avanti sul pendio.
- Iniziando all'indietro sul pendio.
- Salire le scale con i tuoi assistenti.
- Salire le scale in modo indipendente.
- Sostituisce il freno standard.
- Con il rivestimento del freno, che può essere sostituito.
- Si applica alle ruote a trazione elettrica di una sedia a rotelle.
- **Handbike:** risolve il problema di slittare la ruota motrice! Frena automaticamente la sedia a rotelle e ne impedisce lo spostamento indesiderato all'indietro
- Impedisce ai pazienti affetti da demenza di dimenticare di girare la sedia a rotelle.

Il freno DEZZIV è stato testato da un produttore tedesco di sedie a rotelle.

MEYRA

È stato anche testato presso il giapponese Gadget Testing Center.

JASPEC
Japan Assistive Products Evaluation Center
一般社団法人 日本福祉用具評価センター

DEZZIV Brake & Go
attivo freno per sedia a rotelle

Nuovo sul mercato mondiale



Innovazione per il futuro della indipendente vita

Andare avanti o indietro sulla rampa

Facile, cambia DEZZIV *Brake & Go* attivo per guidare avanti o indietro e salire la rampa. Con assistente o completamente indipendente. Non temere, non appena smetti di correre sulla sedia a rotelle o quando il tuo compagno smette di spingerti avanti o indietro, la sedia a rotelle si fermerà automaticamente. Quando vuoi andare avanti o indietro ancora una volta, puoi facilmente, senza alcuna interferenza, continuare ad andare avanti o indietro. Il freno attivo Brake & Go protegge sempre dalla discesa automatica indesiderata della sedia a rotelle. E se vuoi contrastare? Ancora una volta, abbastanza semplice, si mette il freno in posizione neutra e la sedia a rotelle verrà comunque bloccata. Ora ti muovi un po' in avanti o indietro e il freno rilascerà automaticamente la sedia a rotelle e puoi muoverti in questo modo anche se vuoi andare verso il basso quando si guida indietro.



Salendo le scale all'indietro

Non temere: il freno attivo *Brake & Go* è di grande aiuto per il tuo compagno nel salire le scale, perché ogni volta che la sedia a rotelle vuole scendere automaticamente dalle scale, il nostro freno attivo arresta automaticamente la sedia a rotelle. Ti permette anche di salire le scale completamente da solo e quindi liberarti completamente.



Handbike

Risolve il problema di slittare la ruota motrice. Frena automaticamente la sedia a rotelle e ne impedisce lo spostamento indesiderato all'indietro.

